

## **Maskenschablone:**

- Sie können die Anpass-Schablone von ResMed ausdrucken.
- Denken Sie daran, die Schablone im Maßstab 1:1 zu drucken,
- denn Sie müssen sie anschließend aus dem Ausdruck ausschneiden.
- Wenn Sie Ihre Anpass-Schablone haben:
- Schauen Sie in einen Spiegel und halten Sie die Schablone wie in der Schablonenbeschreibung angezeigt wird.
- Am unteren Rand der Schablone können Sie ablesen, welche Maskengröße für Ihr Gesicht am besten geeignet ist.
- Die Größe, die auf einer Linie mit Ihrer Kinnfalte verläuft, wird Ihnen am besten passen.
- Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, für einen höheren Tragekomfort die größere Größe zu wählen.

## **Falls Sie die Schablone nicht verwenden:**

Mit einem Lineal den Abstand zwischen Ihrer Nasenwurzel (zwischen den Augen) und der Falte zwischen Unterlippe und Kinn ausmessen.

Folgende Größen entsprechen den verschiedenen gemessenen Werten:

Zwischen 74-86 mm: Small

Zwischen 86-98 mm: Medium

Zwischen 98-110 mm: Large