


PHILIPS

RESPIRONICS



EN Headgear with Arms

Refer to your mask instructions for use for more information and applicable warnings and cautions.

Cleaning note: Do not separate the arms from the headgear and hand wash weekly.

FR Harnais avec bras

Consultez le mode d'emploi de votre masque pour plus d'informations ainsi que les avertissements et mises en garde applicables.

Remarque sur le nettoyage : ne séparez pas les bras du harnais et lavez à la main une fois par semaine.

IT Dispositivo di fissaggio sul capo con bracci

Per ulteriori informazioni e per le avvertenze e precauzioni applicabili, fare riferimento alle istruzioni per l'uso della maschera.

Nota sulla pulizia: non separare i bracci dal dispositivo di fissaggio sul capo e lavare a mano settimanalmente.

DE Kopfband mit Befestigungsarmen

Weitere Informationen sowie entsprechende Warn- und Vorsichtshinweise entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung zu Ihrer Maske.

Reinigungshinweis: Trennen Sie die Befestigungsarme nicht vom Kopfband, und waschen Sie das Kopfband mit Befestigungsarmen wöchentlich von Hand.

ES Arnés con brazos

Consulte las instrucciones de uso de su mascarilla para obtener más información y para conocer las advertencias y precauciones pertinentes.

Nota sobre la limpieza: No separe los brazos del arnés y lávelo a mano semanalmente.

PT Ligação à Cabeça com Braços

Consulte as instruções de utilização da sua máscara para obter mais informações, bem como as advertências e precauções aplicáveis.

Nota de limpeza: não separe os braços da ligação à cabeça e lave o produto à mão uma vez por semana.