

# Sefam S.Box

BY  
STARCK®

Gesehen bei  
WWW.

[cpap-online.de](http://cpap-online.de)

Ein neuer Ansatz zur Behandlung der Schlafapnoe

BEHANDLUNG




- ▷ Design
- ▷ Ergonomie
- ▷ Technologie
- ▷ E-Health

Sefam

# Das S.Box-Konzept: Auf dem Weg zu einer individualisierten Therapie

Dank ihrer Konnektivität (Bluetooth®, 3G, Wi-Fi) integriert die Sefam S.Box® neben den Effizienzdaten der Behandlung auch physiologische Parameter und Daten zum Lebensstil des Patienten.

Das S.Box-Konzept bietet medizinischem Fachpersonal die Möglichkeit, die Behandlung und Nachsorge von Patienten im Rahmen eines angepassten Behandlungsablaufs präziser zu gestalten.



Die SEFAM Connect Telemonitoring-Plattform gewährleistet die Sicherheit und die Integration aller Informationen, die von der S.Box® und anderen kompatiblen angeschlossenen Geräten übertragen werden.

Die mobilen Apps SEFAM Access (für Patienten) und SEFAM Access Pro (für Dienstleister) ermöglichen den Zugriff auf diese Informationen sowie die drahtlose Kommunikation mit der S.Box®.

Die SEFAM Analyze Software bietet dem medizinischen Fachpersonal präzise und detaillierte Behandlungsanalysen.

# S.Box<sup>®</sup>: eine Kombination von Technologie und Innovation



iRamp\*

Intelligente Rampe erkennt den  
Einschlafzeitpunkt des Patienten



Intelligenter Start

Startet die Behandlung automatisch,  
wenn in die Maske eingeatmet wird



Wave & Go

Aktiviert die Anzeige durch Bewegung  
vor dem Bildschirm




Mask Fit & Go\*

Einfache Überprüfung von Maskensitz  
und Leckage



CC+ Modus\*

Comfort Control Plus  
3-stufiger Komfortmodus



Patientensystem Kalibrierung\*

Berechnet automatisch den  
Widerstand/ Druckabfall des gesamten  
Beatmungskreislaufs



Auswahl der Maske\*

Berechnet genau die ungewollte Leckage  
jeder Maske



Auto-CPAP mode\*

Reagiert auf alle Atemwegsereignisse,  
einschließlich Durchflussbegrenzung und  
Schnarchen



Adaptive Temperaturregelung

Passt die Erwärmung des Heizschlauchs  
automatisch an die Einstellung des beheizten  
Luftbefeuchters an



Feuchtigkeitsregler +\*

Ermöglicht Befeuchtung ohne  
Kondensation



BT-Oximetrie

Vollständige SpO2-Datenerfassung und  
Synchronisation mit dem Gerät



SEFAM Analyze

Neue Software zur  
Behandlungsanalyse

# Der Patient im Mittelpunkt der Behandlung

## Sefam Access Mobile App (für Patienten)

- ▷ Tägliche Verlaufskontrolle der Behandlung
- ▷ Integration weiterer Gesundheitsdaten von Peripheriegeräten
- ▷ Kommunikation mit medizinischem Fachpersonal
- ▷ Fernsteuerung der **S.Box®**

## Sefam Access Pro Mobile App (für Dienstleister)

- ▷ Sehr genaue Verlaufskontrolle der Behandlung des Patienten
- ▷ **in-App Patienten Managementwerkzeuge**
- ▷ **Vorbereitung von Patienten- (Haus-) besuchen**
- ▷ **Zugang zur SEFAM Connect Telemonitoring-Plattform**
- ▷ Ferneinstellungen der Behandlungsparameter der **S.Box®**
- ▷ Kommunikation mit dem Patienten

Laden Sie die kostenlosen Apps Sefam Access und Sefam Access Pro auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter:



Das S.Box® Design, der sehr niedrige Geräuschpegel, die Ergonomie und die durchdachte Verpackung machen die Handhabung und den Transport sehr einfach und bequem.

Für weitere Informationen:



### Kundenservice


T. +33 (0) 3 83 44 77 40  
F. +33 (0) 3 83 44 99 87  
customerservice@sefam-medical.com

[www.sefam-medical.com](http://www.sefam-medical.com)



Hauptsitz: SEFAM - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANKREICH  
Werk und Geschäftsstelle: SEFAM - 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANKREICH

BRO200-01/09-2018



Gesehen bei  
**WWW.**

**cpap-online.de**