


# Patient Interface



Herzstück für mehr Therapietreue.

# Patient Interface

Unsere Masken-Lösungen für für Homecare und Klinik.



Im Homecare-Bereich (Schlafmedizin und außerklinische Beatmung) sind die Ansprüche vielfältig: Beatmungsmasken müssen eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort bieten. Gleichzeitig sollen sie klein und leicht sowie einfach zu bedienen sein. Eine leise und diffuse Ausatmung, ein Kugelgelenk für mehr Bewegungsfreiheit und ein ansprechendes Äußeres runden das Bild ab.

Im Klinik-Bereich haben die Ansprüche einen anderen Schwerpunkt: Beatmungsmasken müssen auch bei hohen Drücken weiterhin gut abdichten und stabil sitzen. Insbesondere eine Herausforderung, da die Druckdifferenz zwischen Inspiration und Expiration oft groß ist. Je nach Bedarf müssen sie wiederaufzubereiten sein (reusable) oder werden nur für eine\*n Patient\*in verwendet (Single-Patient-Use).


Die richtige Maske ist ein entscheidender Faktor für Therapietreue und Therapieerfolg. Deshalb bieten unsere vielfältigen Maskenfamilien für alle Anforderungen und Bedürfnisse das passende Modell:

Im Homecare-Bereich umfasst das Portfolio die JULIA-Familie ohne Stirnstütze sowie die international ausgezeichnete CARA-Familie.

Für den Klinikbereich steht die Single-Patient-Use-Maske JOYCEclinic Full Face zur Verfügung, während die wiederaufbereitbare Beatmungsmaske LENA bereichsübergreifend zum Einsatz kommt.

**Dank dieser Vielfalt findet wirklich jede\*r Patient\*in die passende Maske.**

## Für jede Anforderung die passende Maske:



## Unsere Masken im Überblick



mit  
Doppellippe



CARA

Nasal-  
Maske  
vented



CARA  
Full Face

Mund-Nasen-  
Maske  
vented



JULIA

Nasal-  
Maske  
vented



JULIA  
Full Face

Mund-Nasen-  
Maske  
vented



JOYCEone

Nasal-  
Maske  
vented



JOYCEone  
Full Face

Mund-Nasen-  
Maske  
vented non-  
vented

| Größe/<br>Bestellnummer                        | XS | 25590      | —          | —                           | —          | —          | —          | —          |
|------------------------------------------------|----|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                | S  | 25600      | 25630      | 26710                       | 26740      | 25260      | 25290      | 25270      |
|                                                | M  | 25610      | 25640      | 26720                       | 26750      |            |            |            |
|                                                | L  |            | 25650      | 26730                       | 26760      |            |            |            |
|                                                | XL | 25580      | 25680      | —                           | —          |            |            |            |
|                                                |    |            |            |                             |            |            |            |            |
| Druckbereich                                   |    | 4 – 30 hPa | 4 – 25 hPa | 4 - 30 hPa                  | 4 - 35 hPa | 4 – 30 hPa | 4 – 30 hPa | 4 – 30 hPa |
| Lautstärke (db(A) bei 10 hPa) Schalldruckpegel |    | 18         | 19         | 18                          | 19         | 19         | 19         | —          |
| Nachhaltig                                     |    | —          | —          | •                           | •          | —          | —          | —          |
| Kugelgelenk                                    |    | •          | •          | flexibler<br>Maskenschlauch | •          | •          | •          | —          |
| Wiederaufbereitbar für Patientenwechsel        |    | •          | •          | •                           | •          | •          | •          | •          |
| Made in Germany                                |    | •          | •          | •                           | •          | •          | •          | •          |



|                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |            |                                                                                   |            |                                                                                     |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  |  |  |            |  |            |  |                  |                |
| JOYCEeasy                                                                       | JOYCEeasy Full Face                                                               | JOYCEeasy next Full Face                                                          |            | LENA                                                                              |            | JOYCEclinic Full Face                                                               |                  |                |
| Nasal-Maske                                                                     | Mund-Nasen-Maske                                                                  | Mund-Nasen-Maske                                                                  |            | Mund-Nasen-Maske                                                                  |            | Mund-Nasen-Maske                                                                    |                  |                |
| vented                                                                          | vented                                                                            | vented                                                                            | non-vented | vented                                                                            | non-vented | non-vented                                                                          | non-vented + AAV | vented         |
| —                                                                               | —                                                                                 | —                                                                                 | —          | —                                                                                 | —          | —                                                                                   | —                | —              |
| 25510                                                                           | 25910                                                                             | 25109                                                                             | 25159      | 26460                                                                             | 26960      | 26805 / 26857*                                                                      | 26845 / 26869*   | 26840 / 26866* |
| 25520                                                                           | 25920                                                                             | 25119                                                                             | 25169      | 26470                                                                             | 26970      | 26815 / 26858*                                                                      | 26855 / 26870*   | 26850 / 26867* |
| 25530                                                                           | 25930                                                                             | 25129                                                                             | 25179      | 26480                                                                             | 26980      | 26825 / 26859*                                                                      | 26865 / 26871*   | 26860 / 26868* |
| —                                                                               | —                                                                                 | —                                                                                 | —          | —                                                                                 | —          | —                                                                                   | —                | —              |
| 4 – 30 hPa                                                                      | 4 – 30 hPa                                                                        | 4 – 40 hPa                                                                        | 4 – 40 hPa | 4 – 35 hPa                                                                        | 4 – 35 hPa | 4 – 50 hPa                                                                          | 4 – 50 hPa       | 4 – 50 hPa     |
| 17                                                                              | 13                                                                                | 13                                                                                | —          | 12                                                                                | —          | —                                                                                   | —                | —              |
| —                                                                               | —                                                                                 | —                                                                                 | —          | —                                                                                 | —          | —                                                                                   | —                | —              |
| ●                                                                               | ●                                                                                 | ●                                                                                 | —          | ●                                                                                 | —          | —                                                                                   | —                | —              |
| ●                                                                               | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●          | ●                                                                                 | ●          | —                                                                                   | —                | —              |
| ●                                                                               | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●          | ●                                                                                 | ●          | ●                                                                                   | ●                | ●              |

mit  
Doppellippe

\* im 10er-Set

## Die Passformen


Passformen Nasalkissen




**JULIA**  
3 Größen für bis zu 95 %  
aller Gesichter



**CARA**  
4 Größen für 95 %  
aller Gesichter



**JOYCEone**  
One size / breiter und  
flexibler Nasenrücken



**JOYCEeasy**  
schmal geschnitten

Passformen Mund-Nasen-Kissen



**JULIA Full Face**  
3 Größen für  
bis zu 90% aller  
Gesichter

mit  
Doppellippe




**LENA**  
druckstabil  
bis 35 mbar  
3 Größen

mit  
Doppellippe




**CARA Full Face**  
4 Größen für 90 %  
aller Gesichter



**JOYCEone  
Full Face**  
One size / breiter und  
flexibler Nasenrücken



**JOYCEeasy next  
Full Face**  
breiter und länger als  
JOYCEeasy Full Face /  
höhere Drücke



**JOYCEeasy  
Full Face**  
schmal geschnitten



## Zubehör



### NV-Winkel

Neben der üblichen vented-Variante ist für die meisten Full Face-Masken auch das Set Winkel Full Face NV erhältlich.



### NV+AAV-Winkel

Für JOYCEclinic Full Face bieten wir neben den Standard-Winkeln vented und non-vented auch die Variante non-vented mit Notfallausatemventil (AAV) an.



### Endoskopieadapter

Endoskopieren unter NIV – mit unserer Lösung für Profis! Tauschen Sie einfach bei vielen unserer Masken den Maskenwinkel gegen den Endoskopie-Adapter aus.



### Reißleine

Die Reißleine wird alternativ zum Bänderungsclip montiert. Patienten mit Arthritis oder eingeschränkter Mobilität (z.B. nach Schlaganfall) profitieren von der einfachen Bedienung.



### XL Kopfbänderung

Ab einem Kopfumfang von 60 cm ist diese Kopfbänderung die 1. Wahl. Sie kann mit allen gängigen Masken kombiniert werden (ausgenommen JULIA).



### WILAsilent 2

Dieses externe passive Ausatemventil wird im klinischen Umfeld mit NV-Masken verwendet.

|                                 | NV-Winkel | NV+AAV-Winkel | Endoskopie-adapter NV | Reißleine                | XL Kopfbänderung (ohne Clips) |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>JULIA</b>                    | —         | —             | —                     | —                        | —                             |
| <b>JULIA Full Face</b>          | —         | —             | —                     | —                        | —                             |
| <b>CARA</b>                     | —         | —             | —                     | —                        | •                             |
| <b>CARA Full Face</b>           | —         | —             | —                     | 25623                    | •                             |
| <b>JOYCEone</b>                 | —         | —             | —                     | —                        | •                             |
| <b>JOYCEone Full Face</b>       | 25275     | —             | 15864                 | —                        | •                             |
| <b>JOYCEeasy</b>                | —         | —             | —                     | —                        | •                             |
| <b>JOYCEeasy Full Face</b>      | 25275     | —             | 15864                 | —                        | •                             |
| <b>JOYCEeasy next Full Face</b> | 25275     | —             | 15864                 | —                        | •                             |
| <b>LENA</b>                     | 15970     | —             | 15968                 | 26464                    | •                             |
| <b>JOYCEclinic Full Face</b>    | 25269     | 26834         | 15864                 | im Standard-lieferumfang | —                             |



# LÖWENSTEIN medical

## Vertrieb + Service

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80, 56130  
Bad Ems, Deutschland  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com



Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalsweg 40  
22525 Hamburg, Germany



p10106de2605

© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.  
Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.