



# ResMed



## 30m Hospital alarm system cable (27912)

English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Nederlands | Svenska | Dansk  
Norsk | Suomi | Ελληνικά | Polski | Magyar | Türkçe | Česky | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語



English	<p><b>Red wire:</b> Normally closed (NC) in alarm state  <b>Black wire:</b> Common (C)  <b>Brown wire:</b> Normally Open (NO) in alarm state</p>	<p><b>Maximum voltage:</b> 28V DC between NO and C or between NC and C  <b>Maximum current:</b> 100 mA</p>
Deutsch	<p><b>Rote Ader:</b> Öffnerkontakt (NC) im Alarmzustand  <b>Schwarze Ader:</b> Mittelkontakt (C)  <b>Braune Ader:</b> Schließkontakt (NO) im Alarmzustand</p>	<p><b>Maximale Spannung:</b> 28 VDC zwischen NO und C bzw. zwischen NC und C  <b>Maximaler Strom:</b> 100 mA</p>
Français	<p><b>Fil rouge :</b> normalement fermé (NF) en condition d'alarme  <b>Fil noir :</b> commun (C)  <b>Fil marron :</b> normalement ouvert (NO) en condition d'alarme</p>	<p><b>Tension maximale :</b> 28 V CC entre NO et C ou entre NF et C  <b>Courant maximal :</b> 100 mA</p>
Italiano	<p><b>Filo rosso:</b> Normalmente chiuso (NC) nello stato d'allarme  <b>Filo nero:</b> Comune (C)  <b>Filo marrone:</b> Normalmente aperto (NA) nello stato d'allarme</p>	<p><b>Tensione massima:</b> 28 V DC tra NA e C o tra NC e C  <b>Corrente massima:</b> 100 mA</p>
Español	<p><b>Cable rojo:</b> normalmente cerrado (NC) en estado de alarma  <b>Cable negro:</b> común (C)  <b>Cable marrón:</b> normalmente abierto (NO) en estado de alarma</p>	<p><b>Voltaje máximo:</b> 28 VCC entre NO y C o entre NC y C  <b>Corriente máxima:</b> 100 mA</p>
Português	<p><b>Fio vermelho:</b> normalmente fechado (NF) em modo de alarme  <b>Fio preto:</b> comum (C)  <b>Fio castanho:</b> normalmente aberto (NA) em modo de alarme</p>	<p><b>Tensão máxima:</b> 28 V CC entre NA e C ou entre NF e C  <b>Corrente máxima:</b> 100 mA</p>
Nederlands	<p><b>Rode draad:</b> breekcontact (NC) in alarmtoestand  <b>Zwarte draad:</b> gemeenschappelijk (C)  <b>Bruine draad:</b> maakcontact (NO) in alarmtoestand</p>	<p><b>Maximale spanning:</b> 28 V gelijkstroom tussen NO en C of tussen NC en C  <b>Maximale stroom:</b> 100 mA</p>
Svenska	<p><b>Röd kabel:</b> vanligtvis stängd (NC) vid alarmtillstånd  <b>Svart kabel:</b> gemensam (C)  <b>Brun kabel:</b> vanligtvis öppen (NO) vid alarmtillstånd</p>	<p><b>Maximal spänning:</b> 28 V DC mellan NO och C eller NC och C  <b>Maximal strömstyrka:</b> 100 mA</p>



Dansk	<b>Rød ledning:</b> Normalt lukket (NC) i alarmtilstand <b>Sort ledning:</b> Fælles (C) <b>Brun ledning:</b> Normalt åben (NO) i alarmtilstand	<b>Maksimal spænding:</b> 28 V DC mellem NO og C eller mellem NC og C <b>Maksimal strøm:</b> 100 mA
Norsk	<b>Rød leder:</b> Normalt lukket (NC) i alarmtilstand <b>Svart leder:</b> Felles (C) <b>Brun leder:</b> Normalt åpent (NO) i alarmtilstand	<b>Maksimum spenning:</b> 28V DC mellom NO og C eller mellom NC og C <b>Maksimum strøm:</b> 100 mA
Suomi	<b>Punainen johdin:</b> Normaalisti suljettu (NC) hälytystilassa <b>Musta johdin:</b> Common (C) <b>Ruskea johdin:</b> Normaalisti auki (NO) hälytystilassa	<b>Maksimijännite:</b> 28 V:n tasavirta NO-johtimen ja C-johtimen välillä tai NC-johtimen ja C-johtimen välillä <b>Maksimivirta:</b> 100 mA
Ελληνικά	<b>Κόκκινο καλώδιο:</b> Κανονικά κλειστό (NC) στην κατάσταση ετοιμότητας <b>Μαύρο καλώδιο:</b> Κοινό (C) <b>Καφέ καλώδιο:</b> Κανονικά ανοικτό (NO) στην κατάσταση ετοιμότητας	<b>Μέγιστη τάση:</b> 28V DC μεταξύ NO και C ή μεταξύ NC και C <b>Μέγιστη ένταση ρεύματος:</b> 100 mA
Polski	<b>Czerwony przewód:</b> normalnie zamknięty (NC) w stanie alarmu <b>Czarny przewód:</b> wspólna masa (C) <b>Brazowy przewód:</b> normalnie otwarty (NO) w stanie alarmu	<b>Napięcie maksymalne:</b> 28 V DC między NO a C lub między NC a C <b>Prąd maksymalny:</b> 100 mA
Magyar	<b>Piros kábel:</b> Riasztási állapotban alaphelyzetben zárt (NC, Normally closed) <b>Fekete kábel:</b> Közös (C, Common) <b>Barna kábel:</b> Riasztási állapotban alaphelyzetben nyitott (NO, Normally Open)	<b>Maximális feszültség:</b> 28V egyenáram NO és C között vagy NC és C között <b>Maximális áramerősség:</b> 100 mA
Türkçe	<b>Kırmızı kablo:</b> Alarm durumunda Normalde Kapalı (NC) <b>Siyah kablo:</b> Genel (C) <b>Kahverengi kablo:</b> Alarm durumunda Normalde Açık (NO)	<b>Maksimum voltaj:</b> 28V DC, NO ve C arasında veya NC ve C arasında <b>Maksimum akım:</b> 100 mA
Češky	<b>Červený drát:</b> při aktivaci alarmu normálně sepnutý (NC) <b>Černý drát:</b> Společný (C) <b>Hnědý drát:</b> při aktivaci alarmu normálně rozepnutý (NO)	<b>Maximální napětí:</b> 28 V DC mezi NO a C nebo mezi NC a C <b>Maximální proud:</b> 100 mA
繁体中文	<b>红色线:</b> 常闭接点 (NC) 处于报警状态 <b>黑色线:</b> 共接点 (C) <b>褐色线:</b> 常开接点 (NO) 处于报警状态	<b>最大电压:</b> 常开和共接点之间或常闭和共接点之间为28伏直流电 <b>最大电流:</b> 100毫安
繁體中文	<b>紅色線:</b> 常閉接點 (NC) 處於報警狀態 <b>黑色線:</b> 共接點 (C) <b>褐色線:</b> 常開接點 (NO) 處於報警狀態	<b>最大電壓:</b> 常開和共接點之間或常閉和共接點之間為28伏直流電 <b>最大電流:</b> 100毫安
日本語	<b>赤のワイヤ:</b> アラーム状態で常閉 (NC) <b>黒のワイヤ:</b> コモン (C) <b>茶色のワイヤ:</b> アラーム状態で常開 (NO)	<b>最大電圧:</b> 28V DC (NO/C間、またはNC/C間) <b>最大電流:</b> 100 mA

**ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista  
NSW 2153 Australia

**DISTRIBUTED BY**  
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**[EC REP]** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire  
OX14 4RW UK

See [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for other ResMed locations worldwide. For patent and other intellectual property information, see [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). ©2015 ResMed Ltd. 278174/1 2015-02