



Daten-Management

Daten-Management – Auswertung und Patienten-Management

Encore Basic – Version 2.7 (PN 1068689)



Encore Pro – Version 2.16 (PN 1054785)
 (mit SQL-basierter Patienten-Datenbank)



Daten-Management – Encore Basic/Pro



← Patienteninformationen

← Benutzung

← Druck

← Befeuchtung

Daten-Management – Encore Basic/Pro



Dauer der Benutzung


Daten-Management – Encore Basic/Pro

Patient ID: EncoreCompany4	410, TA
Therapy Data Summary - All Data	
Compliance Summary	
Date Range	3/23/2014 - 4/21/2014 (30 days)
Days with Device Usage	29 days
Days without Device Usage	1 day
Percent Days with Device Usage	96.7%
Cumulative Usage	6 days 9 hrs, 48 mins, 36 secs.
Maximum Usage (1 Day)	9 hrs, 12 mins, 35 secs.
Average Usage (All Days)	5 hrs, 7 mins, 37 secs.
Average Usage (Days Used)	5 hrs, 18 mins, 13 secs.
Minimum Usage (1 Day)	6 mins, 39 secs.
Percent of Days with Usage >= 4 Hours	66.7%
Percent of Days with Usage < 4 Hours	33.3%
Total Blower Time	6 days 9 hrs, 51 mins, 13 secs.



Compliance-Zusammenfassung

Daten-Management – Encore Basic/Pro



Patienteninformationen



Benutzung



Druck



Befeuchtung



A/H-Zusammenfassung

Daten-Management – Encore Basic/Pro



Dauer der Benutzung

Daten-Management – Encore Basic/Pro

Patient ID: EncoreCompany5	509, TA
Therapy Data Summary - All Data	
Compliance Summary	
Date Range	4/13/2014 - 4/19/2014 (7 days)
Days with Device Usage	7 days
Days without Device Usage	0 days
Percent Days with Device Usage	100.0%
Cumulative Usage	1 day 17 hrs. 39 mins. 32 secs.
Maximum Usage (1 Day)	9 hrs. 51 mins. 17 secs.
Average Usage (All Days)	5 hrs. 57 mins. 4 secs.
Average Usage (Days Used)	5 hrs. 57 mins. 4 secs.
Minimum Usage (1 Day)	7 mins. 22 secs.
Percent of Days with Usage >= 4 Hours	85.7%
Percent of Days with Usage < 4 Hours	14.3%
Total Blower Time	1 day 17 hrs. 39 mins. 32 secs.
Auto CPAP Summary	
Auto CPAP Mean Pressure	10.2 cmH2O
Auto CPAP Peak Average Pressure	10.6 cmH2O
Average Device Pressure <= 90% of Time	11.0 cmH2O
Average AHI	1.9
Device Settings as of 4/19/2014	
Device Mode	AutoCPAP - Flex
Device Settings	
Parameter	Value
Min Pressure	9 cmH2O
Max Pressure	11 cmH2O
Ramp	On
Ramp Time	20 minutes
Ramp Start Pressure	4 cmH2O
Humidifier Setting	2
 Printed By: 5/1/2014 EncorePro - version: 21480 Page 2 of 3	



Compliance-Zusammenfassung



Auto-CPAP-Zusammenfassung



Geräteeinstellungen