


# Leistung in neuem Gewand

Philips Respironics Wisp – Nasen-Maske mit minimaler Kontaktfläche

www.

cpap-online.de

Tel.: 0171- 20 25 609



## Die Innovation

Die raffinierte Auto-Seal-Rillen-Technologie der Wisp passt sich jeder Bewegung des Patienten an - für eine hervorragende Abdichtung und einen erholsamen Schlaf.



## Bestellinformationen

Artikel	Größe	Artikelnr.
<b>Wisp Nasen-Maske mit Ausatemventil</b>		
Wisp-Maske mit Silikonrahmen und Kopfband	3 Größen	1094060
Wisp-Maske mit Stoffrahmen und Kopfband	3 Größen	1094061
<b>Wisp Nasen-Maske ohne Ausatemventil</b>		
Wisp-Maske SE mit Silikonrahmen und Kopfband	3 Größen	1094062

Weitere Informationen finden Sie auf [www.philips.de/wisp](http://www.philips.de/wisp)

Broudy AE 8/20/13 MCI 4105673 PN 1110622

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**